

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THỊ XÃ BUÔN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 99 /TM-BV

Buôn Hồ, ngày 05 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ hiện đang có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị các mặt hàng Sinh phẩm y tế. Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thẩm định giá (danh sách hàng hóa chi tiết theo phụ lục đính kèm) quan tâm gửi bộ hồ sơ báo giá về bệnh viện, hồ sơ bao gồm:

1. Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Chi phí thẩm định giá bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí...(nếu có));

2. Hồ sơ năng lực (Hồ sơ pháp lý; Danh sách thẩm định viên về giá; Bảng kê năng lực kinh nghiệm thẩm định giá kèm theo tối thiểu 01 hợp đồng thẩm định giá hàng hóa tương tự).

Công ty có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bản scan hồ sơ qua email: tothaubvbh@gmail.com trước 11 giờ 00 phút ngày 09 tháng 8 năm 2024 và gửi bản chính cho Bệnh viện qua đường bưu điện, địa chỉ: 32 Nơ Trang Long, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV;
- Lưu: BMT, VT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Xuân Lộc

**DANH MỤC SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2024 ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ**

Kèm theo Công văn số: 95 /TM-BV ngày 05/8/2024

STT	Mã số	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính thông số kỹ thuật	Quy cách	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng - Nước sản xuất	Mã kê khai	ĐVT	Số lượng
1	SP124P0001	Test chẩn đoán Vi khuẩn HP	NK-PYLORI TEST	Hộp 20 giếng rời được dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy	Hộp / 20 test	MI004ID	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam		Test	1,200
2	SP124P0002	Test chẩn đoán sốt xuất huyết	Dengue NS1 Ag Rapid Test	Định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên Dengue NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Hoạt chất chính: Các kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1. Quy cách: 30 khay thử, 30 Pipet nhựa, 1 Lọ dung dịch đệm, 1 HDSD. - Độ nhạy tương quan: 100%; - Độ đặc hiệu tương quan: 98,75%; - Độ chính xác tương quan: 99.0%. Ngưỡng phát hiện (LoD): 0.25 ng/mL. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HBsAg, H. Pylori Ab, TB, HIV Ab, HAV Ab, HCV, RF, CMV, Malaria Ab, HSV-1, HSV-2. Phân loại TTBYT: C Đọc kết quả tại 15 phút	30 test/ Hộp	IDENG-402	Công ty TNHH Medicon		Test	1,400
3	SP124P0003	Test thử chất gây nghiện Morphine	Trueline™ MOP Morphine Rapid Test Strip	Định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng MOP, cộng hợp MOP-BSA.; Kháng thể đề kháng IgG thỏ. Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml. - Độ nhạy tương quan 100%, - Độ đặc hiệu tương quan 100%, - Độ chính xác tương quan 100%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp 100% Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 µg/mL: 4-Acetamidophenol, N-Acetylprocainamide, Ampicillin, Aspartame. Đọc kết quả tại 5 phút	50 test /Hộp	DMO-101 (05003K1)	Công ty TNHH Medicon		Test	1.800
4	SP124P0004	Test thử chất gây nghiện Marijuana	Trueline™ THC Marijuana Rapid Test Strip	Que thử phát hiện THC trên mẫu nước tiểu	50 test /Hộp	MI03710302D2	Công ty TNHH Medicon		Test	1,400
5	SP124P0005	Test thử chất gây nghiện Methamphetamine	Trueline™ MET Methamphetamine Rapid Test Strip	Que thử phát hiện Metamphetamin trên mẫu nước tiểu	50 test /Hộp	DME-101 (05003K1)	Công ty TNHH Medicon		Test	1,400

STT	Mã số	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính thông số kỹ thuật	Quy cách	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng - Nước sản xuất	Mã kê khai	ĐVT	Số lượng
6	SP124P 0006	Test thử chất gây nghiện Amphetamine	Trueline™ AMP Amphetamine Rapid Test Strip	Que thử phát hiện Amphetamin trên mẫu nước tiểu	50 test /Hộp	DAM-101 (05003K1)	Công ty TNHH Medicon		Test	1,400
7	SP124P 0007	ASO định tính	ASO latex	Xét nghiệm phản ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng antistreptolysin -O trong huyết thanh người của các bệnh liên cầu khuẩn.	100 test /Hộp	IS-ASO,76V	Reckon Diagnostics Pvt Ltd		Hộp	8
8	SP124P 0008	Test chẩn đoán viêm gan C	HCV Ab Rapid Test	Định tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Các kháng nguyên HCV tái tổ hợp. - Độ nhạy tương quan: 98,42%; - Độ đặc hiệu tương quan: 100%; - Độ chính xác tương quan: 99,62%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% Không bị phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HBV, HEV, HIV, Syphilis. Không bị gây nhiễu bởi Creatinine nồng độ 200 mg/dL và Albumin nồng độ 2000 mg/dL Phân loại TTYT: D Đọc kết quả tại 15 phút.	40 test/ Hộp	IHC-302	Công ty TNHH Medicon		Test	200

STT	Mã số	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính thông số kỹ thuật	Quy cách	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng - Nước sản xuất	Mã kê khai	ĐVT	Số lượng
9	SP124P 0009	Test chẩn đoán HIV	HIV 1/2/O Rapid Test Cassette	<p>Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1, HIV-2 và nhóm O trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương.</p> <p>Thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màng: kháng nguyên HIV tái tổ hợp bao gồm gp41, gp36 và kháng nguyên tái tổ hợp HIV-O. - Lớp cộng hợp: hạt vàng liên hợp với kháng nguyên tái tổ hợp gp41, gp36 và HIV-O - Vạch kết quả: các kháng nguyên HIV-1 0,477ug, HIV-2 0,318ug, HIV-O 0,08ug. - Vạch chứng: kháng thể đề kháng thô IgG 0,398ug <p>Ống chống đông máu như heparin, EDTA và sodium citrate không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm</p> <p>Hiệu quả chẩn đoán so với phương pháp HIV EIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ nhạy tương quan: 99,9% - Độ đặc hiệu tương quan: 99,3% - Độ chính xác tương quan: 99,5% <p>Đọc kết quả ở phút thứ 10</p> <p>Phân loại BHYT: D</p>	40 test/ Hộp	L031-10141	ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.		Test	1,800
10	SP124P 0010	Test chẩn đoán viêm gan B	HBsAg Rapid Test	<p>Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người.</p> <p>Hoạt chất chính: các kháng thể kháng HBsAg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 99,4% - Độ chính xác tương quan: 99,7% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% <p>Ngưỡng phát hiện (LOD): 1 ng/mL.</p> <p>Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, Syphilis, yếu tố dạng thấp (RF), HIV, H.pylori, CMV, Rubella.</p> <p>Không bị gây nhiễu bởi các mẫu bị tán huyết, lipid máu và các mẫu chứa 2000 mg/dL Hemoglobin.</p> <p>Phân loại TTBYT: D</p> <p>Đọc kết quả tại 15 phút.</p>	40 test/ Hộp	IHBSG-302	Công ty TNHH Medicon		Test	900
11	SP124P 0011	Que thử nước tiểu 11 thông số	Uri-Screen 11	<p>Đo các thông số: LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC. Sử dụng trên máy xét nghiệm Inmesco Clix 500</p>	Hộp 150 test	Uri-Screen 11	Analyticon Biotechnologies GmbH		Test	5,400

STT	Mã số	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính thông số kỹ thuật	Quy cách	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng - Nước sản xuất	Mã kê khai	ĐVT	Số lượng
12	SP124P 0012	Que thử nước tiểu 3 thông số	Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu, chủng loại: Cybow - 3	Đo các thông số: Glucose/pH/Protein	Hộp 100 que	CYBOW - 3	DFI CO., LTD		Test	1,500
13	SP124P 0013	Thuốc thử nhóm máu Anti-A	Anti A	Lọ ≥ 10ml	Lọ 10ml	810002	Spectrum Diagnostics		Lọ	12
14	SP124P 0014	Thuốc thử nhóm máu Anti-B	Anti B	Lọ ≥ 10ml	Lọ 10ml	814002	Spectrum Diagnostics		Lọ	12
15	SP124P 0015	Thuốc thử nhóm máu Anti-AB	Anti AB	Lọ ≥ 10ml	Lọ 10ml	816002	Spectrum Diagnostics		Lọ	12
16	SP124P 0016	Thuốc thử nhóm máu Anti-D	Anti D (IgM+IgG)	Lọ ≥ 10ml	Lọ 10ml	822002	Spectrum Diagnostics		Lọ	12
17	SP124P 0017	Bộ nhuộm lao	Ziehl Neelsen	Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylene Blue.	Bộ / 3 chai 100mL	MI003ST	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa		Bộ	6
18	SP124P 0018	Bộ nhuộm Gram	Gram	Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranin.	Bộ / 4 chai 100mL	MI001ST	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam		Bộ	10