

Phụ lục 1 - DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

Kèm theo Công văn số: /CV-BV ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	Que thử tồn dư Peroxide	Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10ppm Thời gian nhúng: ≤ 3 giây Thời gian đọc kết quả: ≤ 20 giây	Cái	16,000
2	Que thử nồng độ axit peracetic	Dùng để thử “hiệu lực”; “hiệu năng” hoặc nồng độ của axit peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước Thời gian nhúng: ≤ 2 giây Thời gian đọc kết quả: ≤ 20 giây	Cái	16,000
3	Que thử hàm lượng Clo tổng giải thấp	Dùng để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm Thời gian nhúng và đọc kết quả: ≤ 30 giây	Cái	400
4	Que thử độ cứng của nước	Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống nước RO của bệnh viện. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm Thời gian nhúng: ≤ 2 giây Thời gian đọc kết quả: ≤ 20 giây	Cái	400